

# Desinfektion

**Chemoclor® T-Großtableten**  
Artikel-Nr. 05057

## 200g Tabletten zur Dauerdesinfektion

---

### Anwendungsbereich

- Sehr langsam löslich
- Wirkt stabilisierend gegen zu raschen Abbau

### Anwendung

Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,6. Idealer Chlorwert: 1,0 - 3,0 mg/l. Zur Dauerchlorung alle 7 Tage 1 Tablette à 200 g je 25 m<sup>3</sup>. Bei Neubefüllung und Schockchlorung verwenden Sie bitte Chemoclor® T-Schnelltableten oder Chemoclor® T-Granulat 65. Nur mit Skimmer oder Dosierschwimmer verwenden. Tablette niemals direkt ins Schwimmbecken werfen! Bleichgefahr! Bei höheren Temperaturen oder höheren Belastungen durch Badegäste sollte der Chlorwert häufiger kontrolliert werden.

### Gefahren und Sicherheitsratschläge

Beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt. Produkt nur im Originalgebinde kühl, trocken und sonnengeschützt aufbewahren. Produkt immer für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

### Lagerung und Transport

Frostfrei und verschlossen. PE-Leergebinde ist restentleert und gereinigt als Wertstoff recyclebar.